
Bilance Classic Light

Modelli AL/PL/PL-S






Istruzioni per l'uso in breve



Fattore libero / passo di indicazione selezionabile*



Queste funzioni devono essere attivate nel menu (capitolo 4.3.2)

100.00

10 1.60


Indice dei contenuti

1	Presentazione della linea di bilance L/L	-S4
1.1	Caratteristiche generali	4
1.2	Caratteristiche costruttive	4
1.3	Funzioni dei tasti	5
2	Messa in funzione	6
2.1	Disimballaggio/Dotazione di base	6
2.2	Indicazioni di sicurezza	6
2.3	Installazione, livellamento, preparazione alle pesate sotto la bilancia	7
2.4	Alimentazione	
2.5	Calibrazione (Regolatione)	
3	Modalità di pesata	10
3.1	Accensione e spegnimento	10
3.2		
	Pesata semplice	10
3.3	Pesata semplice Pesata veloce con risoluzione ridotta	
3.3 3.4		10
	Pesata veloce con risoluzione ridotta	10 10
3.4	Pesata veloce con risoluzione ridottaImpostazione della tara	10 10
3.4 4	Pesata veloce con risoluzione ridottaImpostazione della tara	10 10 11

5	Funzioni	.17
5.1	Recall / richiamo ultimo valore misurato	. 17
5.2	Conteggio pezzi	. 17
5.3	Pesata percentuale	. 18
5.4	Pesata a fattore libero e/o a passo d'indicazione selezionabile	. 18
5.5	Pesata più / meno	. 20
5.6	Pesata dinamica	. 21
5.7	Commutazione tra unità di misura	. 22
6	Caratteristiche tecniche, opzioni,	
	accessori	.23
6.1	Caratteristiche tecniche	. 23
6.1 6.2	Caratteristiche tecniche	
		. 26
6.2	Opzioni	. 26 . 27
6.2 6.3	Opzioni Comandi e funzioni dell'Interfaccia MT-SICS	. 26 . 27 . 29
6.2 6.3 6.4	Opzioni Comandi e funzioni dell'Interfaccia MT-SICS Accessori	. 26 . 27 . 29
6.2 6.3 6.4	Opzioni Comandi e funzioni dell'Interfaccia MT-SICS Accessori	26 27 29 30
6.2 6.3 6.4 6.5	Opzioni	26 27 29 30
6.2 6.3 6.4 6.5	Opzioni Comandi e funzioni dell'Interfaccia MT-SICS Accessori Disegni quotati (in mm) Appendice.	26 27 29 30
6.2 6.3 6.4 6.5	Opzioni	26 27 29 30
6.2 6.3 6.4 6.5 7	Opzioni Comandi e funzioni dell'Interfaccia MT-SICS Accessori Disegni quotati (in mm) Appendice Esempi di documentazione con le stampanti METTLER TOLEDO RS-P26 e LC-P45	26 27 29 30 32 33

1 Presentazione della linea di bilance L/L-S

1.1 Caratteristiche generali






Prestazioni

- La linea L/L-S spazia dalle bilance analitiche ad alta risoluzione (AL) con precisione d'indicazione di 0,1 mg alle bilance di precisione (PL/PL-S) con precisione d'indicazione da 0,001 g a 1 g. La portata delle bilance varia da 51 g a 8,1 kg.
- Oltre alle operazioni di base come pesata, detrazione della tara e regolazione (calibrazione) possono essere attivate funzioni aggiuntive come "Recall", "Conteggio pezzi", "Pesata percentuale", "Pesata dinamica", "Pesata +/- " o "Fattore libero".
- Alcune bilance della linea L/L-S vengono fornite di serie con paravento in vetro; per gli altri modelli il paravento è disponibile come accessorio.

1.2 Caratteristiche costruttive



- 1 Tastiera
- 2 Display
- 3 Targhetta d'identificazione con le seguenti indicazioni:

"Max": portata massima

"d": precisione dell'indicazione

"Min": portata minima (portata minima consigliata; indicazione rilevante

solo per le bilance omologate)


"e": precisione approvata (indicazione di peso minima approvata durante le verifiche d'omologazione; assume importanza solo per le bilance omologate)

- 4 Anello paravento (non presenti in tutti i modelli)
- 5 Piatto della bilancia
- 6 Paravento (equipaggiamento standard nei modelli con leggibilità pari a 0,1 mg e 1 mg)
- 7 Piedini regolabili (non presenti in tutti i modelli)
- 8 Supporto di sospensione per pesata sotto la bilancia (posto sul lato inferiore della bilancia)
- 9 Connettore per l'alimentazione
- 10 Interfaccia RS232C (opzionale per modelli PL-S)
- 11 Attacco per il dispositivo antifurto opzionale
- 12 Controllo di livellamento (non presenti in tutti i modelli)
- 13 Scomparto batteria / scomparto accumulatore (solo per modelli PL-S, senza PL203-S), che sono dotati dell'option AccuModule) (posto sul lato inferiore della bilancia)
- 14 Interfaccia opzionale per il speciale indicatore supplementare PL-S (solo per modelli PL-S)

I tasti e i display di tutte le bilance della linea L/L-S sono identici.

1.3 Funzioni dei tasti

Le bilance dispongono di due modalità operative: la modalità di pesata e la modalità di menu. I tasti svolgono funzioni differenti a seconda della modalità operativa prescelta e del tipo di pressione esercitata sul tasto.





Funzione del tasti in modalità di pesata							
Pressione	breve dei tasti 🖑	Pressione prolungata dei tasti 👌					
1/10d	Riduzione della risoluzione	Cal • Calibrazione (regolazione)					
On →0/T← C	Accensione bilancia Regolazione dello zero/ Impostazione della tara Annullamento della funzione	Off • Spegnimento					
53	Commutazione Modifica dei parametri	F • Richiamo di funzione; A tale proposito una funzione deve essere attivata, altrimenti compare "F nonE" sul display.					
⊖	Trasmissione dei dati di pesata mediante interfaccia a stampante attivata Conferma parametri	Menu • Richiamo della modalità di menu (Premere il tasto fino all'apparire dell'indicazione)					


Funzione del tasti in modalità di menu							
Pression	e breve dei tasti 👆	Pressione prolungata dei tasti					
1/10d	Modifica dei parametriRiduzione del valore di un passo	1/10d • Riduzione rapida del valore					
С	 Abbandono della modalità di menu (senza memorizzazione dei dati) 	-					
S	 Modifica dei parametri Aumento del valore di un passo 	Aumento rapido del valore					
⊖	Scelta della prossima voce del menu	Menu • Memorizzazione dei dati e uscita dalla modalità di menu					

2 Messa in funzione

2.1 Disimballaggio/Dotazione di base







La dotazione di base comprende:

- Alimentatore, specifico per ogni Paese
- Piatto della bilancia, portapiatto, anello paravento (a seconda del modello)
- Paravento di serie nei modelli con leggibilità 0,1 /1 mg (per altri modelli disponibile come accessorio)
- Istruzioni d'uso
- Protezione cono per bilance PL-S (sulla bilancia al disopra del cono) con foglio istruzioni. Conservarla e reinserirla per sostituire le batterie (lato inferiore bilancia) a scopo di protezione.
- Capottine di protezione disponibili come accessorio (capitolo 6.4). Per poter applicare le capottine di protezione, nei modelli con piatto grande (ø 160 mm) è necessario rimuovere anche il piatto antistatico a) fissato con due viti e l'anello adattatore b).


2.2 Indicazioni di sicurezza



- Con l'alimentatore compreso nella fornitura le bilance della gamma L/L-S non devono essere impiegate in ambienti a rischio d'esplosione.
- Controllare se la tensione indicata sull'alimentatore coincide con la tensione della rete locale prima del collegamento; in caso contrario rivolgersi al più vicino rappresentante METTLER TOLEDO.
- Utilizzare la bilancia esclusivamente in ambiente asciutto.
- Mettere in funzione esclusivamente con un alimentatore (con certificata CSA o equivalente) di rete collaudato la cui uscita SELV sia limitata.

2.3 Installazione, livellamento, preparazione alle pesate sotto la bilancia







Una corretta installazione contribuisce in modo decisivo all'esattezza dei risultati di pesata delle bilance analitiche e di precisione ad alta risoluzione.

- Posizione stabile, priva di oscillazioni, possibilmente orizzontale
- Al riparo dai raggi diretti del sole
- Evitare elevati sbalzi di temperatura
- Evitare correnti d'aria

Di solito si consiglia l'installazione su un tavolo ben saldo, posto al riparo dalle correnti d'aria, possibilmente lontano da porte e finestre, dai caloriferi e dalle feritoie di ventilazione deali impianti di condizionamento.


Livellamento

Alcuni modelli dispongono di un indicatore di livello e di piedini regolabili variabile da due a quattro, necessarie a ovviare il problema di lievi differenze di livello della superficie d'appoggio. La bilancia è perfettamente orizzontale quando la bolla d'aria si stabilizza al centro dell'indicatore di livello.

Nota: Ogni cambio di posizione richiede il livellamento della bilancia.

Preparazione alle pesate sotto la bilancia


Prima di procedere alle pesate sotto la bilancia occorre svitare il coperchio posto sotto la bilancia (Attenzione: La bilancia non deve essere girata su un lato né capovolta senza la protezione cono), ruotarlo di 180° e riavvitarlo per rendere accessibile il gancio per le pesate sotto lo strumento.



Dispositivo antifurto

I modelli della serie L/L-S sono forniti di anello di fissaggio contro i furti (vedi sezione Accessori capitolo 6.4).

2.4 Alimentazione



Alimentatore

- → Collegare l'alimentatore all'apposito attacco posto sulla bilancia e connettere il cavo alla rete.
- → La bilancia esegue un'autodiagnosi alla fine della quale viene visualizzata l'indicazione "OFF".
- → Premere brevemente il tasto «On». La bilancia è pronta al funzionamento, ma dovrebbe essere regolata prima dell'utilizzo (capitolo 2.4).

Osservazioni

Per ottenere risultati precisi con una bilancia analitica (AL), la si deve accendere almeno 60 minuti prima dell'inizio della pesata, in modo che sia raggiunta la temperatura di esercizio.

Funzionamento a batterie (solo modelo PL-S, senza PL203-S)

I modelli della serie PL-S (senza PL203-S) possono essere messi in funzione con la batteria, scollegati dalla rete di alimentazione. Per ottenere ciò, aprire lo scomparto per le batterie sul retro della bilancia e inserire le batterie (**Prima di fare ciò, è necessario inserire sul cono l'apposita protezione**).

Attenzione: osservare la polarità (vedere dati nello scomparto per le batterie).

Richiudere lo scomparto



Quando la bilancia utilizza le batterie, si illumina il riquadro batteria sul display. Lo stato delle batterie può essere stabilito in base al numero dei segmenti che si illuminano sul display (max. 3 = pieno, min. 0 = vuoto). Quando le batterie si esauriscono, si accende l'ultimo elemento del display.

Nota: AA 1.5 V LR6 alcalino-manganese.

Si possono utilizzare anche accumulatori (nickel metallidrato NiMH) che si possono ricaricare con un caricabatterie esterno. La durata dell'accumulatore è più breve.

Nota

- Le batterie non sono comprese al momento della consegna.
- Il funzionamento a batteria viene comandato tramite il collegamento all'adattatore di rete.
- Per aumentare la durata delle accumulatori si consiglia di attivare l'opzione "Spegnimento automatico" nel menu (capitolo 4.3.7).
- Le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti in base alle leggi ambientali. E' vietato bruciarle o smontarle.
- I modelli AL, PL e PL203-S non funzionano a batterie.

Funzionamento con accumulatore "AccuModule" (opzione solo per la modelo PL-S, senza PL203-S)

I modelli della serie PL-S (senza PL203-S) potrebbero anche essere messi in funzione con un modulo AccuModule incorporato. Tale opzione **non** è compresa nei requisiti standard di consegna. Si deve infatti ordinare o al momento dell'acquisto oppure deve essere incorporata successivamente presso un rivenditore METTLER TOLEDO.



Attenzione

Se la bilancia è equipaggiata per il funzionamento con accumulatore "AccuModule", non usare batterie normali (non caricabili). Si potrebbe incor-rere in pericoli di incendio ed esplosionel Si devono usare esclusivamente accumulatori ricaricabili NiMH (Nickel-metallidrato). Le bilance dotate di modulo AccuModule, presentano le seguenti avvertenze sul coperchio della sede dell'accumulatore e su un adesivo (posto sul lato inferiore della bilancia): "CAUTION! Risk of Battery Explosion if batteries are replaced with incorrect type. Replace only with type NiMH RECHARGEABLE batteries".

Nel caso di pesate con funzionamento a rete per un tempo superiore a 48 ore, togliere l'accumulatori (pericolo di surriscaldamento).

Per inserire l'accumulatore NiMH aprire il coperchio della sede posto sul lato inferiore della bilancia e inserire l'accumulatore (**Prima di fare ciò**, è necessario inserire sul cono l'apposita protezione).

Attenzione: osservare la polarità (vedere dati nello sede dell'accumulatore)!

Richiudere lo sportello.

Caricamento dell'accumulatore NiMH

Caricare completamente l'accumulatore NiMH prima dell'uso. A tale scopo è sufficiente lasciare la bilancia con l'alimentatore collegato alla rete di alimentazione; non è necessario accendere la bilancia.

Se la bilancia viene accesa nel corso della procedura di caricamento, l'indicatore lampeggia in modo ondulatorio. Se l'accumulatore è carico, tutti e 3 i segmenti rimarranno accesi in modo permanente.

Lo stato dell'accumulatore viene visualizzato di volta in volta durante l'utilizzo (analogamente al display per la batteria).

Nota

- l'accumulatori NiMH sono comprese al momento della conseana.
- Il funzionamento a l'accumulatore viene comandato tramite il collegamento all'adattatore di ret.



Nel caso di pesate con funzionamento a rete per un tempo superiore a 48 ore, togliere l'accumulatori (pericolo di surriscaldamento).

- Per aumentare la durata delle accumulatori si consiglia di attivare l'opzione "Spegnimento automatico" nel menu (capitolo
- L'accumulatori devono essere smaltiti in base alle leggi ambientali. E' vietato bruciarle o smontarle.
- I modelli AL, PL e PL203-S non funzionano con il modulo AkkuModul integrato.


2.5 Calibrazione (Regolatione)

Per ottenere risultati di pesata affidabili è necessario tenere conto dell'accelerazione di gravità locale.

La calibrazione è necessaria

- al primo utilizzo della bilancia
- in modalità di pesata, a intervalli regolari
- al cambio di posizione della bilancia

Per ottenere risultati preceisi, la bilancia deve essere accesa 60 Minuti prima della regolazione, in modo che raggiunga la temperatura di esercizio.



Regolazione con peso esterno

- → Preparare il peso di calibrazione necessario
- → Scaricare il piatto.
- → Tenere premuto il tasto «Cal» fino al comparire dell'indicazione "CAL". Rilasciare

Sul display lampeggia il peso di calibrazione da utilizzare.

- → Caricare il peso richiesto sul piatto. La bilancia procede automaticamente alla calibrazione.
- → Scaricare il piatto della bilancia al lampeggiare dell'indicazione "0.00 g" sul


Il processo di calibrazione si conclude con una breve apparizione della scritta "CAL done" sul display, seguita dall'indicazione fissa "0.00 g". La bilancia torna automaticamente in modalità di pesata ed è pronta all'uso.

Note

- I modelli omologati PL-S non possono essere regolati dall'utente, come previsto della legge di omologazione.
- La calibrazione può essere interrotta in aualsiasi momento premendo il tasto «C» ("Abort"). La bilancia ritorna alla modalità di pesata.

Modalità di pesata

3.1 Accensione e spegnimento



Accensione


- → Scaricare il piatto della bilancia e premere brevemente il tasto «On».
 - La bilancia esegue un autotest del display (veloce scansione di tutti i segmenti

All'indicazione dello zero (0.00 g) la bilancia è pronta all'uso.

Spegnimento

→ Tenere premuto il tasto «Off» fino all'apparire dell'indicazione "OFF". Rilasciare il tasto.


3.2 Pesata semplice



- → Caricare il piatto della bilancia.
- → Attendere la scomparsa del rilevatore di stabilità "o".
- → Leggere il risultato.


3.3 Pesata veloce con risoluzione ridotta

La bilancia permette di ridurre la risoluzione (numero di cifre dopo la virgola) e accelerare così il processo di pesata:



- → La bilancia lavora a risoluzione e velocità normali.
- → Premere il tasto «1/10d» e...
- → ... la bilancia lavora con risoluzione ridotta (una cifra dopo la virgola in meno), ma mostra il risultato molto più velocemente. Premendo di nuovo brevemente il tasto «1/10d» la bilancia ritorna alla completa risoluzione.

3.4 Impostazione della tara



- → Posizionare un contenitore vuoto sul piatto della bilancia.
- → Sul display appare l'indicazione del peso del contenitore.
- → Premere il tasto «→0/T←».
- → Riempire il contenitore. La bilancia indica il peso netto del contenuto versato nel recipiente.


Se si allontana il contenitore dal piatto della bilancia, il valore della tara viene visualizzato con segno negativo sul display.

La tara rimane memorizzata fino a una rinnovata pressione del tasto «→0/T←» o fino allo spegnimento della bilancia.

Quadro sinottico del menu

4.1 Nozioni generali

Nel menu è possibile cambiare l'unità di pesata (nelle bilance approvate tale cambiamento è possibile soltanto se consentito dalla locale legge sui pesi e misure), selezionare ulteriori funzioni ed effettuare diverse impostazioni. Il descrizione dettagliata dei singoli punti del menu è riportata nei capitoli 4.3.



Voce di menu Impostazione fabbrica

sull'omologazione.

Nelle bilance omologate possono essere selezionate esclusivamente le unità di misura ammesse dalla legge nazionale


Voce di menu non modificabile nelle bilance omologate.

Voce di menu visualizzata solo se al punto 9 (Tipo di trasmissione) non si è selezionato "S.oFF" voce di menu visualizzata solo se al punto 8 (Periferica) è stata selezionata l'opzione "Host"

8 4 Voci di menu visualizzate solo se al punto 8 (Periferica) è stata selezionata l'opzione "Host" o "Printer" 9

Visibili solo se è installata l'interfaccia opzionale.

4.2 Utilizzo del menu



Accesso al menu

Tenere premuto il tasto «Menu» in modalità di pesata fino all'apparire dell'indicazione "MENU". Rilasciare il tasto: sul display appare la prima voce del menu.



Selezione delle voci di menu

Il tasto « > consente di selezionare una dopo l'altra le singole voci di menu con la loro impostazione attuale.



Modifica delle impostazioni

Premendo il tasto «S» viene visualizzata l'impostazione seguente, premendo il tasto «1/10d» viene visualizzata l'impostazione precedente. Non appena l'impostazione desiderata compare sul display, si può selezionare la prossima voce del menu («) oppure uscire dal menu (vedi paragraf seguent).



Memorizzazione delle impostazioni e uscita dal menu

Tenere premuio il tasto «Menu» fino all'apparire dell'indicazione "StorED". Rilasciare il tasto. La bilancia torna in modalità di pesata e memorizza le nuove impostazioni.



Interruzione senza memorizzazione

Una leggera pressione del tasto «C». fa ritornare la bilancia in modalità di pesata senza memorizzare le impostazioni.

Nota

La mancata immissione di un qualsiasi valore entro 45 secondi riporta la bilancia in modalità di pesata **senza** memorizzare le eventuali modifiche apportate.


4.3 Descrizione delle voci di menu

4.3.1 Reset o stampa delle impostazioni della bilancia ("RESET", 1º voce di menu)



Ripristino delle impostazioni di partenza

→ Selezionare "Reset" e tenere premuto il tasto «Menu» fino all'apparire dell'indicazione "r donE" che conferma il ripristino di tutte precedenti impostazioni del menu. La bilancia ritorna in modalità di pesata ed è pronta a operare con il impostazioni di fabbrica (capitolo 4.1).




Stampa delle impostazioni modificate

→ Selezionare la voce "List" e tenere premuto il tasto «Menu» fino all'apparire del messaggio "StorED".

Le impostazioni attuali vengono trasferite alla periferica collegata all'interfaccia RS232C opzionale. Attenzione: per procedere alla stampa occorre che la 8º voce di menu ("Periferica") sia stata impostata su "Printer". La memorizzazione delle nuove impostazioni della bilancia avviene contemporaneamente alla stampa.

4.3.2 Funzioni (2° voce di menu / Impiego capitolo 5)



Inoltre, per garantire una pesata semplice è possibile selezionare una delle funzioni sequenti con il tasto «Sa».

ocgaciiii con ii	10310 " 21".
F rEcALL	Recall / richiamo ultimo valore misurato
F nonE	Nessuna funzione, pesata semplice
F count	Conteggio pezzi
F 100 %	Pesata percentuale
F FAC M	Moltiplicazione del fattore libero Newton per un valore del peso, modifica della grandezza del passo d'indicazione
F FAC d	Divisione del fattore libero Newton per il valore del peso, modifica della grandezza del passo d'indicazione
F PM	Pesata più / meno
F dYn A	Pesata dinamica con start automatico
F dYn M	Pesata dinamica con start manuale


4.3.3 Modalità di pesata (3° voce di menu)



Con questa impostazione è possibile adattare la bilancia al tipo di pesata. Scegliere "Std" (standard) per tutte le normali procedure di pesata. Con "doS" (dosaggio) per il dosaggio di elementi da pesare allo stato liquido o sotto forma di polveri, la bilancia reagisce velocemente alla minima variazione del peso. Con "robuSt" (pesata assoluta) la bilancia reagisce solo a grandi variazioni di peso, il risultato di pesata è molto stabile.

4.3.4 Unità di misura 1 (4° voce di menu "UNIT 1")

La bilancia è in grado di operare con le segu



JU	enti unità di misura (nelle bilance approvate, soltanto se consentito dalle leggi locali):						
Unità di misura			Fattore	e di conversione	Osservazioni		
	g kg	grammo chilogrammo	1 kg	= 1000 g	Impostazione di fabbrica Non disponibile sulle bilance da 0,1 mg e da		
	mg	milligrammo	1 mg	= 0,001 g	1 mg Disponibile sulle bilance da 0,1 mg e da 1 mg		
	ct	carato	1 ct	= 0.2 g	-		
	lb	libbra	1 lb	= 453,59237 g	Non disponibile sulle bilance da 0,1 mg		
	OZ	oncia	1 oz	= 28,349523125 g			
	ozt	oncia Troy	1 ozt	= 31,1034768 g			
	GN	grano	1 GN	= 0,06479891 g	Non disponibile sulle bilance da 1 g		
	dwt	Pennyweight	1 dwt	= 1,55517384 g	-		
	mo	Momme	1 mom	i= 3,75 g			
	m	Mesghal	1 msg	≈ 4,6083 g			
	ΗtI	Tael di Hong Kong	1 tlh	= 37,429 g			
	Stl	Tael di Singapur	1 fls	≈ 37,7993641666667 g	Tael della Malesia ha lo stesso valore		
	t tl	Tael di Taiwan	1 tit	= 37,5 g			

4.3.5 Unità di misura 2 (5° voce di menu "UNIT 2")

Se premendo «S» si desidera che il risultato di pesata nel modo pesata sia visualizzato in un'altra unità di misura, in questa opzione di menu l'operatore può selezionare la seconda unità di pesata desiderata. Le unità di misura disponibili sono le stesse riportate alla voce "UNIT 1", a eccezione delle unità Tael ("H tl", S tl" e t tl"). L'impostazione di fabbrica è in grammi.

4.3.6 Auto Zero (automatica del punto zero) (6° voce di menu / vedi anche legenda capitolo 4.1)



In auesta opzione di menu è possibile attivare o disattivare la correzione automatica del punto di zero.

Auto Zero attivato


Il punto di zero viene corretto automaticamente (per esempio nel caso di variazioni o sporcizia sul piatto della bilancia).

Auto Zero disattivato

Il punto di zero **non** viene corretto automaticamente. Questa regolazione è vantaggiosa per applicazioni particolari (ad es., misurazioni di evaporazione)

4.3.7 Disinserzione automatica (7° voce di menu)


Se è attivo lo speanimento automatico, la bilancia si speane automaticamnente non appena trascorso il tempo di pausa selezionato (senza dover premere il tasto o variare il peso):



A OFF 10' Spegnimento automatico dopo 10 min. di pausa A OFF -Speanimento automatico non attivo A.OFF 30" Spegnimento automatico dopo 30 sec. di pausa A.OFF 2' Spegnimento automatico dopo 2 min. di pausa A.OFF 5' Spegnimento automatico dopo 5 min. di pausa

4.3.8 Periferica (8° voce di menu / vedi anche legenda capitolo 4.1)

Le periferiche possono essere collegate solo se la bilancia è dotata dell'interfaccia opzionale RS232C. La bilancia memorizza automaticamente le impostazioni relative a ogni periferica (capitolo 4.3.9 – 4.3.13).




Stampante Collegamento con una stampante. Host Collegamento con altre periferiche. Secondo Collegamento con un display supplementare (parametri di display

comunicazione prefissati, non selezionabili).

4.3.9 Modalità della trasmissione dati (9° voce di menu / vedi anche legenda capitolo 4.1)

S. Cont

Nota: questa voce del menu è disponibile solo se alla voce 8 ("periferica") si è selezionata l'impostazione "Host"! A questo punto si stabilisce il modo in cui un valore viene trasmesso a una periferica.



S. off Modalità di trasmissione dati disattivata. S. Stb Trasmissione del primo dato stabile di pesata premendo il tasto «E>».

Trasmissione automatica di tutti i dati di pesata.

S. Auto Solo i valori stabili vengono trasmessi automaticamente.

S. All Il valore momentaneo viene trasmesso dopo una pressione del tasto

«□→» viene rilasciato.

4.3.10 Formato della trasmissione dati (10° voce di menu / vedi anche legenda capitolo 4.1)

Nota: questa voce del menu è disponibile solo se alla voce 9 ("trasmissione dati") non è stata selezionata l'impostazione "S.oFF"! A questo punto viene stablito il formato di trasmissione dati.



"S. SICS": I formati di trasmissione utilizzati si avvalgono del set di istruzioni MT-SICS. Maggiori informazioni al proposito sono fornite dal "Reference Manual MT-SICS B-S/L/L-S bilance 11780447" (disponibile

sono in inglese), disponibile su prenotazione presso i rappresentanti METTLER TOLEDO o che si può scaricare da Internet (www.mt.com/ sics-classic). Per ulteriori informazioni vedere capitolo 6.3.

"S. PM"*: Si utilizzano i seguenti formati di trasmissione della bilance PM:

S. Stb: _____1.67890_g


S. Cont: Sulul 1.67890ug SDulul 1.39110ug

S. Auto: Suuuu 1.67890ua S. All: பபபபப1.67890பg LDLLL1.39110La

* Comunicazione unidirezionale: non vengono accettate le istruzioni MT-SICS

4.3.11 Baudrate (11° voce di menu / vedi anche legenda capitolo 4.1)

Nota: questa voce del menu è disponibile solo se alla voce 8 ("periferica") si è selezionata l'impostazione "Printer" o "Host"!




Il Baudrate (la velocità di trasmissione dati) determina la velocità di trasmissione dati attraverso l'interfaccia seriale. L'unità di misura è il Baud (1 Baud (bd) = 1 Bit/ Secondo).

La velocità di trasmissione è impostabile come segue: 600 bd, 1200 bd, 2400 bd, 4800 bd, 9600 bd e 19200 bd.

Per consentire una trasmissione dati perfetta è necessario che l'unità trasmittente e l'unità ricevente siano impostate sullo stesso valore di Baud.

4.3.12 Bit/Parità (12° voce di menu / vedi anche legenda capitolo 4.1)


Nota: questa voce del menu è disponibile solo se alla voce 8 ("periferica") si è selezionata l'impostazione "Printer" o "Host"! A questo punto si imposta il formato simboli della periferica collegata.



7b-E 7 bit/parità even 7b-no 7 bit/nessuna parità 8b-no 8 bit/nessuna parità 7b-odd 7 bit/parità odd

4.3.13 Scambio di identificativi per il collegamento - handshake (13° voce di menu / vedi anche legenda capitolo 4.1)

Nota: questa voce del menu è disponibile solo se alla voce 8 ("periferica") si è selezionata l'impostaizone "Printer" o "Host"! A questo punto si può adattare la trasmissione dati a diversi destinatari seriali.




HS off nessun handshake

HS SoFt handshake software (XON/XOFF) HS HArd handshake hardware (RTS/CTS)

Funzioni

Le regolazioni ed i valori memorizzati nell'ambito delle funzioni rimangono conservati fino a che essi non vengono reimpostati o fino a che viene selezionata un'altra funzione. Con il tasto «C» è possibile interrompere il processo in corso.

5.1 Recall / richiamo ultimo valore misurato



Premessa

Nel menu deve essere attivata la funzione "rEcALL" (capitolo 4).

- → Posizionare il peso sulla bilancia. Sul display viene visualizzato il valore del peso e il valore stabile viene memorizzato
- → Rimuovere il peso. Una volta rimosso il peso, il display torna a zero.
- → Premere il tasto «F» brevemente

Sul display viene visualizzato per 5 secondi l'ultimo valore di peso stabile memorizzato contrassegnato da un asterisco (*). Dopo 5 secondi o quando si preme il tasto «F» brevemente, il display torna a zero. Questa operazione si può ripetere per un numero illimitato di volte. Ogni valore richiamato è contrassegnato da un asterisco (*).


Cancellare l'ultimo valore di peso

Non appena viene visualizzato un nuovo valore di peso stabile, il vecchio valore viene sostituito dal nuovo valore di peso.

→ Premendo il tasto «→0/T←» brevemente, il valore memorizzato si imposta a 0 e viene rilevata la tara normalmente.

Nota: se l'alimentazione è disattivata, il valore memorizzato andrà perso.

5.2 Conteggio pezzi




Premessa

Nel menu deve essere attivata la funzione "F count" (capitolo 4).

→ Posizionare il contenitore vuoto sulla bilancia e premere brevemente il tasto «→0/T←» per impostare la tara.

Impostazione del valore di riferimento: prima di procedere al conteggio pezzi è necessario indicare il peso di riferimento (riferimento):


- → Caricare il peso di riferimento: il possibile numero di pezzi di riferimento ammesso è rispettivamente 5, 10, 20, 50, 100 e "no" (disattivare il conteggio pezzi). Peso minimo = osservare10d (d: passo di indicazione). Peso min. del pezzo Idl
- → Tenere premuto il tasto «F» fino all'apparire dell'indicazione "SEt...PCS".
- → Premere ripetutamente il tasto «与» fino a fare coincidere l'indicazione che appare a display con il numero di pezzi di riferimento caricati sul piatto della bilancia.
- → Confermare il numero di pezzi di riferimento con il tasto «□→» o procedere con l'accettazione automatica dopo 7 secondi. Sul display appare il numero di pezzi di riferimento attuale (PCS = pieces).



Commutazione fra la modalità di conteggio pezzi e l'indicazione del peso

- → Il materiale da pesare si trova nel contenitore. Il display mostra il numero dei
- → Premere il tasto «与». Per visualizzare il peso (in Unit 1 e, se attivata, premendo nuovamente il tasto, in Unit 2).
- → Per ritornare all'indicazione del numero di pezzi, premere nuovamente il tasto

5.3 Pesata percentuale




Premessa

Nel menu deve essere attivata la funzione "F 100 %" (capitolo 4).

Impostazione del peso nominale

- → Caricare il campione (peso di riferimento, che corrisponde al 100 %). Peso minimo = osservare 10d (d: passo d'indicazione).
- → Tenere premuto il tasto «F», fino a che viene visualizzato "SEt 100 %".
- → Con il tasto «S» è possibile scealiere tra "SEt 100 %" e "SEt no %" (pesata percentuale disattivata).
- → Confermare con il tasto «□→» o procedere con l'accettazione automatica dopo 7 secondi. Il peso nominale è fissato.



Commutazione tra la pesata percentuale e l'indicazione del peso

- → Caricare il materiale da pesare. Il peso del campione viene indicato in percentuale, con riferimento al peso nominale.
- → Premere il tasto «S». Per visualizzare il peso.
- → Per ritornare alla visualizzazione in percentuale: premere nuovamente il tasto «S».

5.4 Pesata a fattore libero e/o a passo d'indicazione selezionabile

Con questa voce del menu è possibile definire un fattore liberamente selezionabile.


Successivamente, questo valore viene o moltiplicato per il risultato di pesata (in grammi) ("F FAC M"), cioè risultato = fattore * peso, oppure il fattore può essere diviso per il peso ("F FAC d"), cioè risultato = fattore / peso. La gamma dei fattori selezionabili dipende dal campo di pesata e dall'indicazione di precisione del modello in questione.

La funzione "fattore libero" (FAC M) può essere impiegata per esempio per il calcolo diretto del prezzo in base al peso o del peso per unità di superficie definita. Serve anche alla conversione del peso in un'unità a piacere. Ad esempio, per l'impostazione del numero di fili nell'industria tessile è necessario il fattore di conversione diviso per il peso (FAC d).

Grazie al passo di indicazione selezionabile si può stabilire come deve essere rappresentato il risultato. La possibilità di selezione per la dimensione dei passi di indicazione dipende dal fattore impostato e dalla risoluzione del modello della bilancia.

Premessa

Nel menu deve essere attivata la funzione "F FAC M" o "F FAC d" (capitolo 4).



Immissione del fattore libero e / o del passo di indicazione

- → Tenere premuto il tasto «=», finché "F FAC M" o "F FAC d" non compare sul
- → Con il tasto «S» è possibile scegliere tra "FAC M" risp. "FAC d" o "noFAC M" risp. "noFAC d" (funzione disattivata).
- → Lasciare il tasto. In base allo standard compare il fattore 1 oppure l'ultimo fattore memorizzato.

Si può cambiare il valore immesso in precedenza:

→ Premendo il tasto «S» si aumenta il valore del fattore. Premendo il tasto «1/10d» si riduce il valore del fattore.

Premendo il tasto una volta sola, il valore cambia di una unità. Tenendo premuto il tasto, il valore cambia velocemente.

- → Confermare il fattore selezionato con il tasto «□→» (non c'è l'opzione di accettazione automatica). Compare l'indicazione "StEP=". Il programma cambia automaticamente per immettere il passo di indicazione. In base allo standard compare il passo di indicazione minore oppure l'ultimo valore memorizzato.
- → Il valore precedentemente immesso può cambiare come nel caso del fattore libero (vedi sopra).
- → Confermare il passo di indicazione con il tasto «□→» (non c'è l'opzione di accettazione automatica).

Il peso disposto viene conteggiato con il fattore selezioanto e visualizzato in base alla grandezza del passo prescelta. Non compare alcuna indicazione di unità, bensì il simbolo "#". Come base del calcolo si utilizza il peso in grammi.

Nota

• Se si devono cambiare solo i passi di indicazione, impostare il fattore libero precisamente su 1.

Commutazione tra indicazione del valore raggiunto e valore di peso semplice


- → Caricare il materiale da pesare. Il peso del campione viene conteggiato con il fattore selezionato e viene indicato un valore in base alla grandezza del passo.
- → Premere il tasto «S». Il peso viene indicato
- → Ritorno all'indicazione del valore calcolato: premere nuovamente il tasto «S».

5.5 Pesata più / meno

La pesata più / meno serve a confrontare parti o quantità dosate con peso nominale o tolleranze liberamente selezionabili. Gli indicatori sul display (▷ok◄) aiutano a giudicare velocemente il risultato.

Premessa

Nel menu deve essere attivata la funzione "F PM" (capitolo 4).



Impostare il peso nominale e le tolleranze (Più=Meno)

- → Caricare il peso nominale. Peso minimo = 10d (passo d'indicazione)
- → Tenere premuto il tasto «F» finché non compare "tArGEt".
- → Con il tasto «S» è possibile scegliere tra "tArGEt" e "notArGEt" (pesata più/meno disattivata).
- → Confermare con il tasto «□→» o procedere con l'accettazione automatica dopo

Il peso nominale viene indicato ancora per 2 secondi, poi cambia l'indicazione del menu per permettere l'immissione delle tolleranze ("toL=") in % del peso nominale.

Si può cambiare il valore precedentemente immesso:

→ Premendo il tasto «S» si gumenta il valore della tolleranza. Premendo il tasto «1/10d» si riduce il valore della tolleranza.

Premendo il tasto una volta sola, il valore cambia di una unità. Tenendo premuto il tasto, il valore cambia velocemente.

→ Confermare con il tasto « → » il valore di tolleranza selezionato o procedere con l'accettazione automatica dopo 7 secondi. Il peso nominale e le tolleranze sono così stabilite

Indicazione del risultato di pesata

Il display supporta le sequenti condizioni:

- Si illumina ">": il peso caricato è sotto la tolleranza definita.
- Si illuminano "> " e "ok": il peso caricato si trova all'interno della tolleranza stabilita. ma sotto il peso nominale.
- Si illumina "ok": il peso caricato rispecchia esattamente il peso nominale.
- Si illuminano "ok" e "◀": il peso caricato si trova all'interno della tolleranza stabilita ma al di sopra del peso nominale.
- Si illumina "◄": il peso caricato si trova al di sopra della tolleranza definita.

Commutazione tra la pesata più / meno sotto forma di indicazione del peso e della percentuale


- → Caricare il materiale da pesare. Il peso del campione viene indicato in Unit 1.
- → Premere il tasto «S». Il peso viene indicato in percentuale (in Unit 1 e. se attivata, premendo nuovamente il tasto, in Unit 2).
- → Ritorno all'indicazione di pesata più / meno: premere nuovamente il tasto «与».


5.6 Pesata dinamica

La pesata dinamica è adatta per pesare campioni non stabili. In questo caso la bilancia calcola il valore medio dei risultati di pesata di un determinato tempo (tempo di pesata). Quanto meno fermo sta il peso da pesare, tanto più lungo dovrà essere il tempo di pesata selezionato.

Premessa

Nel menu deve essere attivata la funzione "F dYn A" per lo start automatico o "F dYn M" per lo start manuale (capitolo 4). In fabbrica viene preimpostato un tempo di pesata di 3 secondi (t= 3").





260.33 g

Pesata dinamica con start automatico (F dYn A)

- → Con il tasto «S» selezionare Pesata Dinamica. Sul display compare il simbolo
- → Caricare il peso da pesare. Raggiunta una relativa stabilità, la pesata si avvia automaticamente.

Durante il tempo di pesata sul display viene visualizzato un conteggio alla rovescia.

→ Leggere il risultato.

Il risultato della pesata dinamica viene indicato con il simbolo * (=valore calcolato) e rimarrà visualizzato sull'indicatore fino a che il materiale pesato verrà rimosso dal piatto o dal contenitore di pesata.

Pesata dinamica con start manuale (F dYn M)

- → Con il tasto «S» selezionare Pesata Dinamica. Sul display compare il simbolo
- → Caricare il peso da pesare.
- → Avviare la pesata con il tasto «□→».


Durante il tempo di pesata sul display viene visualizzato un conteggio alla rovescia.

→ Leggere il risultato.

Il risultato della pesata dinamica viene indicato con il simbolo * (=valore calcolato) e rimarrà visualizzato sull'indicatore fino a che il materiale pesato verrà rimosso dal piatto o dal contenitore di pesata.

Notes

- Azionando il tasto «┗→» è possibile riavviare il ciclo di pesata con lo stesso peso da pesare.
- Con il tasto « S » è possibile commutare tra Pesata dinamica e Pesata normale.
- Per pesi inferiori a 5 g la pesata deve essere avviata manualmente con il tasto «=>», anche nel caso di pesata dinamica con avvio automatico



Modifica del tempo di pesata

- → Tenere premuto il tasto «F» finché compare l'indicazione "t = 3"" sul display.
- → Premere ripetutamente il tasto «与» finché compare il tempo di pesata deside-
 - Possibili valori sono: 3 secondi, 5 secondi, 10 secondi, 20 secondi, 1 secondo,
- → Confermare la selezione con il tasto «□→», oppure acquisizione automatica dopo 3 secondi.

5.7 Commutazione tra unità di misura

Premessa

Nel menu devono essere attivate unità di peso differenti per l'Unit 1 e l'Unit 2 (capitolo 4).



→ Il tasto «S» consente di passare a piacere da una all'altra delle due unità di misura selezionate nel menu ("UNIT 1" e "UNIT 2").

Notes

- La possibilità di commutare fra unità di misura diverse può essere interdetta nelle bilance omologate su disposizione delle vigenti normative metrologiche
- Questa funzione non è disponibile per la pesata dinamica.

6 Caratteristiche tecniche, opzioni, accessori

6.1 Caratteristiche tecniche

Dotazione standard

 Alimentatore specifico per il Paese 100–240 VAC/50–60 Hz. 0.3 A 12 VDC. 0.84 A

Alimentazione bilancia: ingresso 6–14,5VAC, 50/60Hz, 4VA oppure 7–20VDC, 4W

- Paravento (nei modelli con risoluzione 0,1 / 1 mg)
- Gancio per le pesate sotto la bilancia in tutti i modelli

Materiali

Parte inferiore dell'alloggiamento:
 AL, PL, PL203-S: alluminio pressofuso, laccato;
 PL-S: plastica (ABS/PC)

 Parte superiore dell'alloggiamento: plastica (ABS/PC)

Piatto della bilancia in acciaio al cromo nichel 18/10

Batteria (solo modelo PL-S, senza PL203-S)

 4 AA 1,5 V LR6 alcalino-manganese, tipo da 20 ore (@ capacità di carica batteria 2,9 Ah)

Caricabatteria interno "AccuModule" (opzionale, solo modelo PL-S, senza PL203-S):

 4 NiMH, tipico 11 h/Tempo di ricarica 5 h (con capacità di 1,5 Ah)

Grado di protezione

- Protezione contro polvere e acqua
- Grado di imbrattamento: 2
- Categoria di sovratensione: classe II
- EMV: si veda l'attestato di conformità

Condizioni ambientali

Il rispetto delle caratteristiche tecniche è assicurato in presenza delle seguenti condizioni ambientali:

Temperatura ambiente
 10 °C ... 30 °C

Umidità atmosferica relativa 10 % ... 80 % a 31 °C.

relativa decrescente

linearmente fino al 50 % a 40 °C senza condensa

La funzionalità delle bilance è garantita con temperatura ambiente compresa fra i 5 e i 40°C.

AL	AL54	AL104	AL204
Carico massimo	51 g	110 g	210 g
Precisione d'indicazione	0.0001 g	0.0001 g	0.0001 g
Ripetibilità (sd)	0.0001 g	0.0001 g	0.0001 g
Linearità	0.0002 g	0.0002 g	0.0003 g
Coefficiente di temperatura della sensibilità (10 °C 30 °C)	2.5 ppm/°C	2.5 ppm/°C	2.5 ppm/°C
Tempo di stabilizzazione (tipico)	4 s	4 s	4 s
Peso di calibrazione interno	no	no	no
Peso di calibrazione esterno (opzionale)	50 g	100 g	200 g
Interfaccia RS232C *	si	si	si
Dimensioni esterne della bilancia			
(L/P/A) in mm	238x335x364	238x335x364	238x335x364
Dimensioni esterne dell'imballaggio (L/P/A) in mm	520x385x555	520x385x555	520x385x555
Dimensioni del piatto della bilancia	ø 90 mm	ø 90 mm	ø 90 mm
Altezza utile sopra il piatto	225 mm	225 mm	225 mm
Peso netto (con imballo) kg	5.8 (8.2)	5.8 (8.2)	5.8 (8.2)
Bolla	yes	yes	yes
Numero piedini regolabili	2	2	2
Versione omologata disponible	si	si	Si

^{*} opzionale in Asia

PL	PL303	PL403	PL3002	PL4002
Carico massimo	310 g	410 g	3100 g	4100 g
Precisione d'indicazione	0.001 g	0.001 g	0.01 g	0.01 g
Ripetibilità (sd)	0.001 g	0.001 g	0.01 g	0.01 g
Linearità	0.002 g	0.002 g	0.03 g	0.03 g
Coefficiente di temperatura della sensibilità (10 °C 30 °C)	6 ppm/°C	6 ppm/°C	6 ppm/°C	6 ppm/°C
Tempo di stabilizzazione (tipico)	3 s	3 s	1.5 s	1.5 s
Peso di calibrazione interno	no	no	no	no
Peso di calibrazione esterno (opzionale)	200 g	200 g	2000 g	2000 g
Interfaccia RS232C *	si	si	si	si
Dimensioni esterne della bilancia (L/P/A) in mm	238x335x287	238x335x287	238x335x111	238x335x111
Dimensioni esterne dell'imballaggio (L/P/A) in mm	520x385x555	520x385x555	520x385x360	520x385x360
Dimensioni del piatto della bilancia	ø 100 mm	ø 100 mm	ø 180 mm	ø 180 mm
Altezza utile sopra il piatto	150 mm	150 mm	_	-
Peso netto (con imballo) kg	5.1 (7.9)	5.1 (7.9)	4 (6.4)	4 (6.4)
Bolla	si	si	si	si
Numero piedini regolabili	2	2	2	2
Versione omologata disponible	no	no	no	no

^{*} opzionale in Asia

PLS	PL83-S	PL203-S	PL202-S	PL202-S2
Carico massimo	81 g 210 g	210 g	210 g	
Precisione d'indicazione	0.001 g	0.001 g	0.01 g	0.02 g
Ripetibilità (sd)	0.0008 g	0.0008 g	0.008 g	0.008 g
Linearità	0.002 g	0.002 g	0.02 g	0.02 g
Coefficiente di temperatura della sensibilità (10 °C 30 °C)	10 ppm/°C	6 ppm/°C	10 ppm/°C	10 ppm/°C
Tempo di stabilizzazione (tipico)	2.5 s	3 s	1.5 s	1.5 s
Peso di calibrazione interno	no	no	no	no
Peso di calibrazione esterno (opzione)	50 g	200 g	200 g	200 g
Interfaccia RS232C	opzionale	opzionale	opzionale	opzionale
Dimensioni esterne della bilancia (L/P/A) in mm	194x225x137	194x225x145	194x225x67	194x225x67
Dimensioni esterne dell'imballaggio (L/P/A) in mm	350x275x140	350x275x140	350x275x140	350x275x140
Dimensioni del piatto della bilancia	ø 100 mm	ø 100 mm	ø 120 mm	ø 120 mm
Altezza utile sopra il piatto	74 mm	74 mm	_	-
Peso netto (con imballo) kg	1.3 (2.4)	2.4 (4.1)	1.0 (2.1)	1.0 (2.1)
Bolla	si	si	si	si
Numero piedini regolabili	2	2	2	2
Versione omologata disponible	si	si	no	si


PLS	PL602-S	PL802-S	PL1502-S
Carico massimo	610 g	810 g	1510 g
Precisione d'indicazione	0.01 g	0.01 g	0.01 g
Ripetibilità (sd)	0.008 g	0.008 g	0.02 g
Linearità	0.02 g	0.02 g	0.03 g
Coefficiente di temperatura della sensibilità (10 °C 30 °C)	10 ppm/°C	10 ppm/°C	10 ppm/°C
Tempo di stabilizzazione (tipico)	2.5 s	2.5 s	3 s
Peso di calibrazione interno	no	no	no
Peso di calibrazione esterno (opzione)	500 g	500 g	1000 g
Interfaccia RS232C	opzionale	opzionale	opzionale
Dimensioni esterne della bilancia (L/P/A) in mm	194x225x67	194x225x67	194x225x67
Dimensioni esterne dell'imballaggio (L/P/A) in mm	350x275x140	350x275x140	350x275x140
Dimensioni del piatto della bilancia	ø 160 mm	ø 160 mm	ø 160 mm
Altezza utile sopra il piatto		_	
Peso netto (con imballo) kg	1.2 (2.2)	1.2 (2.2)	1.3 (2.3)
Bolla	si	si	si
Numero piedini regolabili	4	4	4
Versione omologata disponible	si	si	Si

PLS	PL6	01-S	PL1501-S	PL1501	I- S2	PL3001-S
Carico massimo	610	g	1501 g	1501 g		3100 g
Precisione d'indicazione	0.1	g 0.1 g	0.2 g	0.1 g		
Ripetibilità (sd)	0.08	3 g	0.08 g	0.08 g		0.08 g
Linearità	0.2	g 0.2 g	0.2 g	0.2 g		
Coefficiente di temperatura della sensibilità (10 °C 30 °C)	10 p	pm/°C	10 ppm/°C 10 ppm/°		n/°C	10 ppm/°C
Tempo di stabilizzazione (tipico)	1 s		1.5 s	1.5 s		2 s
Peso di calibrazione interno	no		no	no		no
Peso di calibrazione esterno (opzione)	500	g	1000 g	1000 g		2000 g
Interfaccia RS232C	opzi	onale	opzionale	opziono	ale	opzionale
Dimensioni esterne della bilancia (L/P/A) in mm	194x225x67		194x225x67	194x22	25x67	194x225x67
Dimensioni esterne dell'imballaggio (L/P/A) in mm	350	x275x140	350x275x140	350x27	75x140	350x275x140
Dimensioni del piatto della bilancia	ø 16	60 mm	ø 160 mm	ø 160 r	mm	ø 160 mm
Altezza utile sopra il piatto	_	-	_	-		
Peso netto (con imballo) kg	1.2	(2.2)	1.3 (2.3)	1.3 (2.3	3)	1.3 (2.3)
Bolla	no	si	no	si		si
Numero piedini regolabili	-	4	_	4		4
Versione omologata disponible	no	si	no	si		si

PL3001S2	PL6001-S	PL8001-S	PL6000-S
3100 g	6100 g	8100 g	6100 g
0.2 g 0.1 g	0.1 g	1 g	
0.08 g	0.08 g	0.08 g	0.8 g
0.2 g	0.2 g	0.2 g	2 g
10 ppm/°C	10 ppm/°C 10 ppm/°C 10 ppr		10 ppm/°C
2 s 2 s	2 s	1 s	
no no	no	no	
1000 g	5000 g	5000 g	5000 g
opzionale	opzionale	opzionale	opzionale
194x225x67	194x225x67	194x225x67	194x225x67
350x275x140	350x275x140	350x275x140	350x275x140
ø 160 mm	ø 160 mm	ø 160 mm	ø 160 mm
	_	_	
1.3 (2.3)	1.3 (2.3)	1.3 (2.3)	1.3 (2.3)
si	si	si	no si
4	4	4	- 4
si	si	si	no si
	3100 g 0.2 g 0.1 g 0.08 g 0.2 g 10 ppm/°C 2 s 2 s no no 1000 g opzionale 194x225x67 350x275x140 Ø 160 mm 1.3 (2.3) si 4	3100 g 6100 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.08 g 0.2 g 0.2 g 10 ppm/°C 10 ppm/°C 2 s 2 s 2 s no no no 1000 g 5000 g opzionale 0pzionale 194x225x67 194x225x67 350x275x140 350x275x140 Ø 160 mm Ø 160 mm 1.3 (2.3) si si 4 4	3100 g 6100 g 8100 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g 1 g 0.08 g 0.08 g 0.08 g 0.2 g 0.2 g 0.2 g 10 ppm/°C 10 ppm/°C 10 ppm/°C 2 s 2 s 2 s 1 s no no no no 1000 g 5000 g 5000 g opzionale opzionale opzionale 194x225x67 194x225x67 194x225x67 350x275x140 350x275x140 350x275x140 Ø 160 mm Ø 160 mm Ø 160 mm 1.3 (2.3) 1.3 (2.3) 1.3 (2.3) si si si 4 4 4

6.2 Opzioni

Tutte le opzioni devono essere ordinate insieme alla bilancia. Successivamente, queste potranno essere installate solo da un servizio di assistenza METTLER TOLEDO.



Interfaccia RS232C

Tutte le bilance possono essere dotate di un'interfaccia opzionale RS232C per il collegamento a una periferica (ad esempio, stampante, indicatore supplementare o PC con una spina maschio a 9 poli, vedere capitolo 6.4). L'adattamento al nuovo dispositivo si effettua dal menu (capitolo 4.3.8 – 4.3.13).

Una descrizione dettagliata delle istruzioni d'interfaccia disponibili è fornita nell'opuscolo "Reference Manual MT-SICS B-S/L/L-S bilance 11780447" (disponibile sono in inglese), che si può scaricare da Internet (www.mt.com/sics-classic).

Le versatili caratteristiche delle bilance L/L-S circa la documentazione dei risultati possono essere sfruttate a fondo soltanto con il collegamento d'una stampante, ad esempio, una stampante RS-P26 o LC-P45 della METTLER TOLEDO. I documenti così stampati contribuiscono in misura decisiva a lavorare nel rispetto delle GLP/ GMP.



Interfaccia RS232C speciale (solo modelo PL-S, senza PL203-S)

Questa interfaccia può essere utilizzata soltanto con lo speciale indicatore supplementare per Bilance PL-S, numero d'ordine 121022508 (vedere capitolo 6.4).

Quando si effettua il collegamento di questo indicatore supplementare, non è necessario effettuare alcuna impostazione di menu.

AccuModule

I modelli della serie PL-S (senza PL203-S) possono essere forniti di funzionamento opzionale tramite AccuModule incorporato anziché tramite un funzionamento a batterie. Vedere capitolo 2.3.3/6.4.

6.3 Comandi e funzioni dell'Interfaccia MT-SICS

La maggior parte delle bilance e dei sistemi di pesatura utilizzati devono essere in grado di interagire con un complesso sistema informatico o di acquisizione dati.

Per permettere di integrare in modo semplice le bilance nel sistema e di sfruttare appieno le loro potenzialità, la maggior parte delle funzioni sono anche disponibili in forma di comandi appropriati che viaggiano attraverso l'interfaccia dati.

Tutte le nuove bilance METTLER TOLEDO immesse sul mercato supportano il set di comandi standardizzato "METTLER TOLEDO Standard Interface Command Set" (MT-SICS). I comandi a disposizione dipendono dalla funzionalità della bilancia.

Informazioni basilari sull'interscambio di dati con la bilancia

La bilancia riceve i comandi dal sistema e li riconosce rispondendo adeguatamente.

Formato dei comandi

I comandi inviati alla bilancia sono composti da uno o più caratteri ASCII. A questo proposito si noti che:

- Si devono usare solo caratteri maiuscoli per immettere i comandi.
- Gli eventuali parametri del commando devono essere separati tra loro e dal nome del comando stesso da uno spazio (ASCII 32 dec., rappresentato in questa descrizione come

 ...).
- L'eventuale input per "testo" è una sequenza di caratteri del set di caratteri ASCII a 8-bit da 32 dec a 255 dec.
- Ciascun commando deve concludersi con C_pL_e (ASCII 13 dec., 10 dec.).

Questa descrizione non comprende i caratteri $C_R L_p$ che si possono immettere usando il tasto Enter o Return sul tastierino, ma devono essere assolutamente inclusi per poter attuare la comunicazione con la bilancia.

Esempio

S - Send stable weight value

Comando s Invia il valore di peso netto stabile attuale.

Risposto SuSuWeightValueuUnit

Il valore di pesata stabile attuale in unità con impostazione in realtà inferiore all'unità 1.

s \sqcup \mathbf{I} Comando non eseguibile (la bilancia attualmente è impegnata in un altro commando,

per esempio il calcolo della tara o non è stato raggiunto il limite di tempo precisato

per la stabilità).

su+ Bilancia nel campo di sovraccarico.
su- Bilancia nel campo di carico insufficiente.

Esempio

Comando s Invia un valore di pesata stabile

Risposta Susuuuuu100.00ug

Il valore di pesata stabile attualmente 100.00 g.

I comandi MT-SICS elencati di seguito rappresentano una selezione dei comandi disponibili. Per ulteriori comandi e maggiori informazioni, consultare il Manuale di Riferimento "MT-SICS per bilance B-S/L/L-S 11780447" che si può scaricare dal sito Internet alla pagina www.mt.com/sics-classic.

S - Invio di un valore di pesata stabile

Comando s Invia il valore di peso netto stabile attuale.

SI - Send value immediately

Comando sı Invia il valore attuale del peso netto, indipendentemente dalla stabilità della bilancia...

SIR - Send weight value immediately and repeat

Comando SIR Invia ripetutamente i valori di peso netto, indipendentemente dalla stabilità della

bilancia.

Z - Zero

Comando **z** Azzera la bilancia.

@ - Reset

Comando @ Resetta la bilancia riportandola alle condizioni in cui si trovata al momento

dell'attivazione, ma senza azzerarla.

SR – Invia un valore di pesata in base al cambiamento del peso (Invia e ripeti)

Comando SR Invia il valore di peso attualmente stabile e poi invia continuamente un valore stabile

dopo ciascun cambiamento di peso.

Il cambiamento di peso deve essere pari ad almeno il 12,5 % dell'ultimo valore

stabile, per un minimo di 30d.

ST – Invig il peso stabile dopo aver premuto il tasto → (Transfer)

Comando st Inquiry of actual status of the ST function.

SU – Invia il valore di pesata stabile con l'unità attualmente visualizzata

Comando su Simile al comando "s" ma con l'unità attualmente visualizzata.

6.4 Accessori

AccuModule (Solo per modelli PL-S, senza PL203-S) Il modulo per effettuare il caricamento completamente automatico delle batterie deve essere incorporato dalla fabbrica. Successivamente ciò sarà possibile solo da un servizio di assistenza METTLER TOLEDO.

AccuP	ac	B-S
-------	----	-----

Batteria esterna ricaricabile,	21254691
indipendente dalla rete, per quindici	
ore di funzionamento	

Accumulatori (ricaricabili)

Alimentatore

Alimentatore universale 11120270 (EU, USA, AU, UK) 100–240 VAC/50–60 Hz, 0.3 A 12 VDC, 0.84 A

Cavi per l'interfaccia 1)

 RS9–RS25: (m/f), lunghezza 2 m 	11101052
 RS9–RS9: (m/f), lunghezza 1 m 	11101051
 Cavo di conversione RS232–USB 	64088427

Cappottina di protezione

•	Serie standard	12102970
•	Bllance compatte	12102980

Dispositivo antifurto

Cavo con lucchetto (per tutti i modelli) 00590101

Indicatore ausiliario 1)

•	Indicatore ausiliario, completo di	00224200
	cavo RS nonché alimentatore separato	
•	Indicatore ausiliario con scatola	12120057

di comunicazione

Indicatore ausiliario PL-S
(compresivo di cavo RS da 1 m, piedini

Interfaccia

- RS232C
- RS232C speciale (per indicatore ausiliario PL-S)

L'interfaccia deve essere montata dalla fabbrica. Successivamente ciò sarà possibile solo da un servizio di assistenza METTLER TOLEDO.

regolabili e piastra di montaggio con viti)

Kit per la determinazione delle densità per modelli AL

Per modelli da (0.1 mg) 00033360

Paravento per modelli PL-S

Paravento di vetro (vedere anche "Piatto") 12102988
 Paravento arrotondato con apertura scorrevole 12102505
 Paravento per modelli AL, PL
 Per modelli da "mg" (150 mm) 12105346

Pesi di calibrazione

Sono disponibili pesi a norme OIML 11795461 (E1, E2, F1, certificabili), come meglio specificato nell'opuscolo "Pesi" edito da METTLER TOLEDO or internet alla pagina www.mt.com/weights

Piatto

Solo per modelli PL-S con piatto
da 160 mm (standard):
piatto da Ø 120 mm (+ supporto piatto + anello
paravento per impiego senza paravento):
necessorio in caso di impiego con paravento
(12102988)

Software 1)

LabX direct balance 11120340 (software per il trasferimento facile dei dati al PC)

Stampante per applicativi (LC-P45) 1) 00229119

Stampante su carta normale,

24 caratteri con funzioni supplementari (ora, data, statistica, moltiplicazione ecc.)

Stampante per scontrini (RS-P26) 1) 12120788


Stampante su carta normale, 24 caratteri con funzioni supplementari (ora, data)


Valigetta portatile


Per futti i modelli PL-S compatti (senza 12102982 paravento) offre lo spazio necessario alla bilancia, all'adattatore di rete, alle batterie e ai pesi


¹⁾ interfaccia RS232 necessario


6.5 Disegni quotati (in mm)











7.1 Esempi di documentazione con le stampanti METTLER TOLEDO RS-P26 e LC-P45

Eunziono: calibraziono

	Fullzione: cumbrazione			
	-BALANCE CALIBRATION-			
	04.07.2006 09:55:10			
ı	METTLER TOLEDO			
ı	Type: PL1502-S			
ı	SNR: 1120053108			
ı	SW:			
ı	1.0			
ı				
ı	Weight ID:			
	Weight: 1000.00 g			
ı				
	External Cal. done			
ı	Signature:			

Funzione: conteggio pezzi Stampa del peso di riferimento

CE COUNTING	
0.99 g	
10	PCS
27.00 g	
27 PCS	
	10 27.00 g

Funzione: pesata in percentuale

	% - WEIGHING
Ref.	10.008 g
	100.00 %
	60.01 a
1	599.59 %

Funzione: pesata dinamica

	•			
D;	YNAMIC WE	IGH:	ING	
Weigh	Time:	2	S	
DW	49.999	g		

Funzione: pesata più/meno

+/-	WEIGHING
Nominal:	9.68 g
+/-Tol:	1.04 %
above rang	6.21 g re

Funzione: fattore libero

Funzione: elenco Stampa della configurazione attuale della bilancia

--- LIST OF SETTINGS -04.07.2006 09:45:

09:45:18

METTLER TOLEDO	
Type:	PL602-S
SNR:	1120053108
SW:	1.0
TDNR: 7.17	.1.286.108
Weighing Param	eters:
Weighing Mode	
Unit 1	q
A.Zero	On
System Paramet	ers:
Auto off	10 min
Peripheral Dev	ices:
P.Device	Printer
Baud	2400
Bit/Parity	7b-even
Handshake	Off
P.Device	Host
Sendmode	Off
Baud	9600
Bit/Parity	8b-no
Handshake	
Soft	
END	

Funzione: verifica della calibrazione con peso esterno.

Funzione avviata automaticamente dalla stampante e predisposta solo sulla LC-P45.

BALANCE TEST 04.07.2006 09:52:12 METTLER TOLEDO Type: PL1502 SNR: 1120053108 SW: 1.0 Weight ID:		
METTLER TOLEDO Type: PL1502 SNR: 1120053108 SW: 1.0 Weight ID:	BALANCE	TEST
Type: PL1502 SNR: 1120053108 SW: 1.0 Weight ID:	04.07.2006	09:52:12
Type: PL1502 SNR: 1120053108 SW: 1.0 Weight ID:		
SNR: 1120053108 SW: 1.0 Weight ID:	METTLER TOLED	0
SNR: 1120053108 SW: 1.0	Type:	PL1502
SW: 1.0 Weight ID:		1120053108
Weight ID: Target:	SW.	
Target:	0	2.0
Target:	Walaka TD.	
Actual:199.98 g Diff: External test done Signature:	weight in:	
Actual:199.98 g Diff: External test done Signature:		
Diff : External test done Signature:		
External test done Signature:		199.98 g
Signature:	Diff :	
Signature:		
	External test	done
	Signature:	
END		
END		
END	TIME	
	END	

Funzione: statistica

Funzione disponibile solo sulla LC-P45 e avviata automaticamente dalla stampante.

04.07.200	6 10:44:07
ID	666
SNR:	1118015657
1	1100.15 g
2	1600.10 g
3	1699.95 g
n	3
x	1466.733 g
s	321.372 g
srel	21.91 %
min.	1100.15 g
max.	1699.95 g
dif.	599.80 g
	END

Funzione: moltiplicazione Funzione disponibile solo sulla LC-P45 e avviata automaticamente dalla stampante.

04.07.20	06 08:23:22
ID	242
SNR:	1118015657
Factor	1.65
	588.43 g
*	970.9095

Osservazioni

Maggiori dettagli sulle funzioni avviate automaticamente dall'LC-P45 si ottengono consultando le istruzioni per l'uso della stampante stessa.

La RS-P26 stampa gli scontrini in inglese. Anche gli scontrini emessi direttamente dalla bilancia e stampati con l'LC-P45 sono in inglese, mentre per la stampa delle funzioni avviate automaticamente dall'LC-P45 è possibile scegliere fra tedesco, inglese, francese, spagnòlo e italiano.

7.2 Segnalazioni d'errore

Errore/Messaggio d'errore	Possibili cause	Eliminazione dell'errore		
۲٦	Sovraccarico	Remove sample from weighing pan, zero again (tare).		
L J	Underload	Check whether weighing pan is positioned properly.		
Error 1	Mancanza di stabilità durante l'acquisizione della tara o durante la regolazione durante il caricamento del peso di riferimento nel conteggio pezzi	Attendere l'indicazione di stabilità prima di premere un qualsiasi tasto. Operare in condizioni ambientali più calme. Togliere ed eventualmente pulire il piatto della bilancia.		
Error 2	Mancanza o eventuale errore del peso di regolazione	Caricare il peso di regolazione richiesto.		
Error 3	Peso di riferimento troppo basso (conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata più/meno)	→ Aumentare il peso di riferimento.		
Error 4	Errore interno	→ Rivolgersi al servizio assistenza METTLER TOLEDO.		
\$0000 g	Piatto della bilancia mancante o sbagliato o non completamente scarico	Posizionare il piatto adatto oppure scaricare il piatto.		
Rbort	Interruzione della regolazione attraverso il tasto « C »			
	Nessuna indicazione Alimentatore di rete non inserito Batteria scarichi (solo per modelli PL-S, senza PL203-S)	Controllare l'alimentazione di corrente. Collegare l'alimentatore di rete alla corrente. Cambiare le batterie, nel funzionamento con accumulatore collegare il dispositivo alla rete.		

7.3 Manutenzione e pulizia



Manutenzione preventiva

Una manutenzione regolare della bilancia da parte di un tecnico del servizio assistenza METTLER TOLEDO allunga la durata e la funzionalità dell'apparecchio. I rappresentanti METTLER TOLEDO forniscono maggiori informazioni sulle possibilità di assistenza preventiva delle bilance.

Pulizia

Periodicamente, pulire il piatto, l'anello paravento, il paravento (a seconda del modello) e lo chassis della bilancia con un panno umido. La bilancia è realizzata con materiali resistenti di alta qualità e può quindi essere pulita con uno dei detergenti non aggressivi in commercio



Tenere presenti le seguenti avvertenze

- Mai usare detergenti che contengano solventi o particelle abrasive.
- Dopo l'utilizzo di prodotti chimici è consigliabile procedere al lavaggio o alla pulizia del piatto
 e della zona circostante (in caso di impiego del paravento) per evitare eventuali rischi di corrosione, che possono presentarsi anche su materiali di qualità a causa del prolungato contatto
 di sostanze molto aggressive sull'acciaio al cromo (oppure in assenza di aria, per esempio a
 causa della formazione di uno strato di grasso).
- Fare attenzione che nella bilancia o nell'alimentatore non penetri liquido.
- Non aprire mai la bilancia o l'alimentatore; questi non contengono parti che possano essere pulite, riparate o sostituite dall'operatore.
- Le cappottine di protezione sporche possono essere sostituite facilmente per tutti i tipi di bilancia (si veda alla voce Accessori).



Smaltimento

In conformità a quanto stabilito dalla Direttiva Europea 2002/96/CE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE), questo strumento non può essere smaltito come i normali rifiuti.

Tale presupposto resta valido anche per i Paesi al di fuori dei confini della UE, conformemente alle norme nazionali in vigore.

Si prega quindi di smaltire questo prodotto separatamente e in modo specifico secondo le disposizioni locali relative alle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per qualsiasi chiarimento, rivolgersi agli enti preposti o al rivenditore dell'apparecchiatura stessa.

In caso di cessione dello strumento (per es. per ulteriore utilizzo privato o aziendale/industriale), si prega di comunicare anche questa disposizione.

Si ringrazia per il contributo alla tutela dell'ambiente.

GWP® - Good Weighing Practice™

La linea guida globale Good Weighing Practice™ (GWP®) riduce i rischi associati ai vostri processi di pesata e vi aiuta a:

- Scegliere la bilancia appropriata
- Ridurre i costi ottimizzando le procedure di controllo
- Operare in conformità con le principali norme e linee guida per la qualità

▶ www.mt.com/GWP

www.mt.com/classic

Per ulteriori informazioni

Mettler-Toledo AG Laboratory & Weighing Technologies

CH-8606 Greifensee, Switzerland Tel. +41 (0)44 944 22 11 Fax +41 (0)44 944 30 60

Internet: www mt com

Soggetto a modifiche tecniche. © Mettler-Toledo AG 05/2012

11780909C it

